

07/2024

LOCAÇÃO – CADEIRAS DE RODAS EM AÇO
Apenas produtos novos e seminovos
Período mínimo de locação: mensal

P. 1/1

(imagens ilustrativas)

(os valores podem ser alterados sem aviso prévio)

Tratamento técnico exclusivo e especializado: feito artesanalmente, antes da venda ou aluguel de nossos produtos, para facilitar e prolongar a manutenção, o conforto e a beleza por muito mais tempo.

Visando auxiliar os pacientes e seus familiares, poderemos vendê-lo após o primeiro mês de locação.

Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.

Importante:

Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).

Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).

Para transporte da cadeira, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).

OPL 05.2.05.1
Capacidade: 120 kg



OPL 05.2.05.2
Capacidade: 150 kg



Larguras - Assento: 50 cm; Total: 68 cm
Profundidades: Assento: 43 cm; Total: 105 cm
Almofadada
Apoios para os pés dobráveis
Apoios para os braços escamoteáveis
Estrutura em aço carbono dobrável em X
Peso: 18 kg

Linha OP. 05.2.05 PY (cm)											
42	40	23	39-46	50	48	0	120ka 150kg	6"	24"	89	105

Todos os produtos são entregues revisados e higienizados.

No dia a dia, a higiene pode ser feita com pano limpo, umedecido somente com um pouco de desinfetante.