

07/2024

## LOCAÇÃO – CADEIRAS DE RODAS – DOBRÁVEIS EM ALUMÍNIO

P. 1/1

Apenas produtos novos e seminovos  
Períodos de locação: semanal, quinzenal e mensal

(imagens ilustrativas)

(os valores podem ser alterados sem aviso prévio)

**Tratamento técnico exclusivo e especializado:** feito artesanalmente, antes da venda ou aluguel de nossos produtos, para facilitar e prolongar a manutenção, o conforto e a beleza por muito mais tempo.

**Visando auxiliar os pacientes e seus familiares, poderemos vendê-lo após o primeiro mês de locação.**

**Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.**

### OPL 05.1.05 R – Cadeira de Rodas Reclinável “A” Capacidade: 120 kg

#### Importante:

Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).

Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).

Verifique também os espaços com as pernas esticadas.

Para transporte da cadeira, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).



Larguras: Assento: 44 cm – Total: 67 cm. Peso: 23 kg

Estrutura em alumínio, dobrável em duplo X.

Encosto reclinável por sistema de mola a gás com ajuste milimétrico, com esticador.

Apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade.

Estofamento em nylon acolchoado com almofada em espuma.

Apoios de pés e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura.

Apoios de braços removíveis.

Rodas anti-tombo.

Freios bilaterais reguláveis.

Protetores de raios e de roupas.

Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas “quick release”.

42	50	24	43-52	50	47	3-(6)-(9)	120kg	6"

24"	102-135	36	107-118

Todos os produtos são entregues revisados e higienizados.

No dia a dia, a higiene pode ser feita com pano limpo, umedecido somente com um pouco de desinfetante.